



**UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do  
Paraná**

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

Colegiado de Ciência da Computação

***Curso de Bacharelado em Ciência da Computação***

## **Inteligência Artificial - Sistema Especialista LeprosyES**

Elixandre Michael Baldi

Nicolas Afonso Bertaglia Comissio

Matheus Leonardo da Silva Dias

Orientador Especialista: Dr. Hirofumi Uyeda

**Cascavel**

**2017**

## Introdução

Antigamente conhecida como lepra, a hanseníase é uma doença que afeta milhares de pessoas em diferentes países. Entre os anos de 1985 a 2000, a hanseníase teve uma redução alta de casos (de 19 para 4,68 em cada 10000 habitantes). Apesar disso, a doença não é considerada controlada. Em 1999 o governo assumiu um compromisso de eliminar a doença até 2005 que claramente não foi cumprida e desde então a data limite da eliminação da doença vem sendo postergada. É importante relevar que em praticamente todos os países considerados desenvolvidos a doença já encontra-se controlada, praticamente inexistente.

Facilmente transmissível, esta doença causa danos no sistema nervoso do paciente, fazendo-o perder a sensibilidade em regiões atingidas, assim como quaisquer sensações passíveis de serem notadas ao tato. Além disso, nota-se também diferentes tipos de lesões na pele do indivíduo, que podem ser utilizados para diagnóstico precoce da doença. Algumas destas lesões podem ser vistas na Figura 1.



Figura 1 - Tipos de lesões

Mesmo que seja de fácil transmissão, a hanseníase não se manifesta com muita facilidade no organismo de muitos indivíduos. Isto acontece porque o

sistema imunológico consegue, muitas vezes com sucesso, combater a doença sem que esta cause danos à pessoa.

## **Diagnóstico e Tratamento**

Ao suspeitar da existência da doença em um paciente, o médico deve realizar uma sequência de exames afim de confirmar ou refutar a existência da doença. Tais exames são realizados sobre cada uma das manchas presentes no corpo do indivíduo que apresentarem algum tipo de característica da doença. Dentre estes exames, destacam-se:

- Exame Temperatura: com o objetivo de verificar se o paciente nota diferenças entre temperaturas quentes e frias sobre a região afetada, este exame pode apresentar um indicativo da presença da doença. É realizado utilizando dois frascos de água, um deles quente, com temperatura próxima dos 35°C e outro gelado, com temperatura beirando os 10°C.
- Exame Doloroso: utilizando de algum objeto pontiagudo, como uma agulha ou um palito de dente, o médico pressiona o objeto sobre a lesão, detectando em muitos casos locais com sensibilidade diminuída.
- Exame Tátil: Pode ser realizado tanto utilizando o toque das mãos, quanto um equipamento específico para isto, chamado de Monofilamento de Semmes-Weiss. Estes monofilamentos são 6 “varetas” (Imagem 1), cada uma contendo um peso específico, onde é possível mensurar o nível de sensibilidade na lesão. Este é um grande recurso no diagnóstico da doença visto que o resultado deste exame é quantitativo, revelando também um nível de gravidade.

Classificações Possíveis	Pesos	Significado
 <b>Bolinha Verde</b>	-1	Sensibilidade "Normal" para mão e pé.
 <b>Bolinha Azul</b>	1	Sensibilidade diminuída na mão, com dificuldade quanto à discriminação fina. (dentro do "normal" para o pé).
 <b>Bolinha Roxa</b>	2	Sensibilidade protetora para a mão diminuída, permanecendo o suficiente para prevenir lesões. Dificuldades com a discriminação de forma e temperatura.
 <b>Bolinha Vermelha</b>	3	Perda de sensação protetora para a mão, e as vezes, para o pé. Vulnerável a lesões. Perda de discriminação quente/frio.
 <b>Círculo Vermelho com "X"</b>	4	Perda de sensação protetora para o pé ainda podendo sentir pressão profunda e dor.
 <b>Círculo Vermelho</b>	5	Sensibilidade à pressão profunda podendo ainda sentir dor.
 <b>Bolinha Preta</b>	6	Perda de sensibilidade à pressão profunda, normalmente não podendo sentir dor.

**Imagem 1 - Significado do exame Monofilamento de Semmes-Weiss**

Além destes exames, existem alguns outros, pouco comuns, como exame de sangue e biópsia.

## Sistema Proposto

Normalmente, por ser um conhecimento estudado mais profundamente apenas por especialistas em Dermatologia, o diagnóstico da Hanseníase muitas vezes acaba não sendo realizado por um clínico geral, que obtém o primeiro contato com o paciente em postos de saúde. Geralmente, quando surge a desconfiança da existência da doença, este profissional não conhece a

sequência de passos ou não possui o conhecimento necessário para realizar o diagnóstico de hanseníase com base nos dados obtidos. Neste contexto, nosso sistema especialista visa auxiliar o clínico de ponta a desenvolver um diagnóstico com base em exames básicos realizados no paciente.

Para realizar esse auxílio no diagnóstico o médico deverá realizar os três exames, Exame Tátil, Exame de Temperatura e Exame de Doloroso, em cada mancha suspeita, após isso ele deverá inserir os dados coletados no sistema para que ele possa informar um nível de suspeita da doença.

- O cálculo é feito baseado na mancha mais suspeita detectada. Para isso todas as informações inseridas possuem um peso, com isso é feito uma soma, quanto maior essa soma for, maior será o grau da mancha.

The screenshot displays the user interface of the LeprosyES system. At the top, there are input fields for 'Nome do Paciente:' and 'Idade do Paciente:'. Below these is a 'Sexo:' section with two radio button options: 'Masculino' and 'Feminino'. The main section is titled 'Mancha 1' and contains a dropdown menu labeled 'Selecione o Local da Mancha:'. Below this, a label reads 'Selecione o resultado dos respectivos exames:'. There are three dropdown menus for 'Resultado do Exame Tátil', 'Resultado do Exame de Temperatura', and 'Resultado do Exame de Dor', each with 'Selecione...' as the placeholder text. At the bottom of this section are two buttons: a green 'Finalizar Exame' button and a blue 'Nova Mancha' button. A separate blue button labeled 'Ver Legenda de Pesos' is located at the bottom left of the interface.

**Imagem 2 - LeprosyES**

No sistema é necessário informar o nome do paciente, a idade e o sexo. Após feito isso é adicionado as manchas que o paciente possui, e a medida que essas manchas são adicionadas já é informado os resultados dos exames realizados pelo médico. A decisão de fazer tudo de uma vez só foi feita pelo médico especialista Dr. Hirofumi Uyeda consultado pela equipe, em vista que o sistema deve ser extremamente pragmático e simples uso.



A tela final consiste do sistema apresentar ao médico qual a mancha tem a maior probabilidade de ter a doença, o sistema possui três classificações possíveis, Baixa Suspeita, Média Suspeita e Alta Suspeita.

## **Conclusão**

O sistema desenvolvido cumpre o papel estabelecido pela equipe em conjunto com o médico especialista Dr. Hirofumi Uyeda. Um ponto levantado é que por se tratar de vários médicos que utilizaram o sistema é necessário que haja um treinamento de como utilizar o sistema, e como realizar os exames necessários para a detecção da doença. Porém após feito este treinamento inicial, acreditasse que o sistema pode auxiliar no controle da doença hanseníase.